

Dino-Lite basic

Plus d'informations sur www.dino-lite.eu/basic



Dino-Lite basic

Pour les applications à usage général où une grande résolution d'image et des fonctionnalités avancées de matériel et de logiciels ne sont pas strictement nécessaires la série Dino-Lite Basic est un bon choix. Ces modèles de Dino-Lite sont abordables et faciles à utiliser et en même temps ils ont la même longévité et la même qualité que les produits les plus avancés de la gamme Dino-Lite. Une version de base du progiciel DinoCapture est incluse avec chaque Dino-Lite. L'agrandissement du microscope va de 10x-70x à environ 200x. Solution abordable et facile à utiliser essentiellement à la maison et pour des applications professionnelles simples

AM2111

Le Dino-Lite AM2111 basic est un excellent choix pour les amateurs, les écoles, les enfants ou toute autre application sensible au coût.

AM3113T

Le AM3113T a une fonction de mesure et un bouton Microtouch pour capturer des images directement du Dino-Lite. Le capteur d'image amélioré procure une image de haute qualité avec des couleurs très naturelles et il offre également un taux élevé de rafraîchissement pour de meilleures images en temps réel. C'est une solution abordable pour un usage industriel, scientifique et commercial.



AM2111

AM3113T

- 2 2-year European warranty
- SDK Free SDK available for integration projects
- Regulatory approval: CE, FCC, ROHS
- Included software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)

MODÈLE	RÉSOLUTION	AGRANDISSEMENT	CONNECTIVITÉ	LONGUE DISTANCE DE TRAVAIL	MESURE ET CALIBRAGE	NOMBRE DE DELS	EMBOUTS ECHANGEABLES	POLARISEUR	BOITIER METALLIQUE	PROTEGES ESD	GÉNÉRATION	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	GAMME DE PRIX
BASIC													
AM2111	VGA (640x480)	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	-	4	-	-	-	-	-	-	€ 100 - 200
AM3113T	VGA (640x480)	10 - 70x, 200x	USB 2.0	-	✓	8	-	-	-	-	-	-	€ 100 - 200